

EXION™

4-IN-1 TECHNOLOGIE



WWW.CALISTAMEDICAL.CH

 @calistamedical_ch

EXION™

4-IN-1 TECHNOLOGIE - MEHR ALS 23 BEHANDLUNGSREGIONEN

WISSENSCHAFTLICH BELEGT: 11 Bewertungsmethoden | 1200+ Studienbehandlungen | 20+ Forscher

EXION™ Fractional RF

DER DURCHBRUCH IM FRACTIONAL RF MICRONEEDLING ZUM ERREICHEN TIEFERER HAUTSCHICHTEN IN VERBINDUNG MIT WENIGER SCHMERZEN.




LESS PAIN MORE GAIN
- OHNE ANÄSTHESIE!

SUBDERMALES REMODELLING JENSEITS VON NADELN - Der **ERWEITERUNGSMODUS**

liefert die RF-Energie über die Nadelspitze hinaus für eine zusätzliche Penetration, ohne das Gewebe zu durchdringen. So können tiefere Hautschichten erreicht und gleichzeitig das Schmerzempfinden verringert werden.

SINGLE PASS VERFAHREN - Die integrierte **KÜNSTLICHE INTELLIGENZ** gewährleistet eine optimale Energiezufuhr und ermöglicht zugleich, das SINGLE PASS Verfahren. Das heisst pro Sitzung wird das ausgewählte Areal nur 1x behandelt wodurch die Haut weniger verletzt wird. Die Behandlung wird dadurch wesentlich komfortabler.



BEFORE



AFTER EXION



1 MONTH AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DIANE DUNCAN, M.D.

BEFORE



AFTER EXION



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DIANE DUNCAN, M.D.

EMFEMME 360®

EMFEMME 360


- Fördert die Durchblutung und Initiiert eine heilende Kaskade
- Umbau des Intimbereichs durch Neokollagenese und Neoelastogenese



EXION™ Face

DAS ERSTE VERFAHREN ZUR NATÜRLICHEN STIMULATION DER HYALURONSÄURE - GANZ OHNE NADELN.

KOMBINATION AUS MONOPOLARER RADIOFREQUENZ UND GEZIELTEM ULTRASCHALL - Diese patentierte Technologie erreicht die gesamte Dermis mit der höchsten Energie-Akkumulation in der retikulären Dermis.



MECHANISCHE UND THERMISCHE STIMULATION - Die Kombination aus Wärme und mechanischer Belastung ermöglicht das gezielte Erreichen der Fibroblasten in der tiefen Schicht der Dermis zur Anregung der Hyaluronsäure-, Elastin- und Kollagenproduktion.

224% ZUNAHME DER HYALURON-SÄURE*

50% ZUNAHME AN ELASTIN*

47% ZUNAHME AN KOLLAGEN*

BEFORE

AFTER EXION



AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: SUNEEL CHILUKURI, M.D.

BEFORE

AFTER EXION




3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: BTL AESTHETICS

EXION™ Body

EINE VIELSEITIGE LÖSUNG ZUR BEHANDLUNG DER HAUT, SOWIE DES LOKALEN FETTGEWEBES

IDEAL FÜR BANANA ROLLS, LOVE HANDLES, UNTERER RÜCKEN



85% VERBESSERUNG DER HAUTERSCHLÄFFUNG*

22% FETTREDUKTION IN SCHWER BEHANDELBAREN BEREICHEN*

HAUTSTRAFFUNG - Eine intensive Erwärmung der Fettzellen führt zu einer Reduktion des Fettgewebes und zu einer Stimulation von Kollagen- und Elastin-Fasern und damit zu einer Straffung der Haut.

AKTIVE KÜHLUNG ZUR BEHANDLUNG LOKALER FETTDEPOTS - Die aktive Kühlung der Haut ermöglicht EXION, die Temperaturen im Fettgewebe auf 43° und mehr zu erhöhen und die Fettzellen zu zerstören.

BEFORE

AFTER EXION



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.

BEFORE

AFTER EXION



3 MONTHS AFTER THE LAST TREATMENT, COURTESY OF: DAVID KENT, M.D.

EXION™



Less Pain More Gain



Calista GmbH | Altweg 12 | 8500 Frauenfeld
Tel: +41 43 233 73 73 | Fax: +41 43 233 73 50
info@calistamedical.ch | www.calistamedical.ch